

ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞ/AMPUL KİTİ



Isıya dayanıklı ve dayanıksız her türlü plastik, lastik, hassas, metal, mekanik, tıbbi ve cerrahi malzemenin, sterilizasyon işlemini yapan, gaz difüzyon teknolojisi ile çalışan sterilizasyon kitleridir.



EO GAZ KARTUŞ AMPUL KİTİ (Her bir Kit içeriği)

- EO Gaz Kartuş/Ampul
- Sterilizasyon Torbası
- Nem Çipi
- Dozimetre
- Klips

AMPUL KİT					
MODEL	AKTİF MADDE ETİLEN OKSİT	GÖVDE	STERİLİZASYON TORBA ÖLÇÜSÜ	ADET	NET İÇERİK
ZQ-11	100 %	Poliüretan	60x90	100	11 gr
ZQ-15	100 %	Poliüretan	60x90	100	15 gr
ZQ-18	100 %	Poliüretan	60x90	100	18 gr
ZQ-20	100 %	Poliüretan	60x90	100	20 gr
ZQ-22	100 %	Poliüretan	60x90	100	22 gr
ZQ-24	100 %	Poliüretan	94x135	100	24 gr
ZQ-30	100 %	Poliüretan	94x135	100	30 gr

KARTUŞ KİTİ					
MODEL	AKTİF MADDE ETİLEN OKSİT	GÖVDE	STERİLİZASYON TORBA ÖLÇÜSÜ	ADET	NET İÇERİK
ZS-11	100 %	Poliüretan	60x90	50	11 gr
ZS-15	100 %	Poliüretan	60x90	50	15 gr
ZS-18	100 %	Poliüretan	60x90	50	18 gr
ZS-20	100 %	Poliüretan	60x90	50	20 gr
ZS-22	100 %	Poliüretan	60x90	50	22 gr