

# ETİLEN OKSİT ALÜMİNYUM GAZ KARTUŞ



%100 EO

Tek kullanımlık alüminyum gövdeli Etilen Oksit Gaz Kartuşlarıdır. %100 konsantrasyonda olup sterilizasyon güvencesini maksimuma çıkarmaktadır. Sınıfında her marka cihazda kullanıma uygundur.

KOD	ÖLÇÜLER		KAPASİTE	
	ÇAP	YÜKSEKLİK	GRAM	OZ.
ZL-100	38 mm	165 mm	100 gr	3,52 oz
ZL-127	38 mm	165 mm	127 gr	4,47 oz
ZL-130	50 mm	133 mm	130 gr	4,60 oz
ZL-134	38 mm	165 mm	134 gr	4,72 oz
ZL-170	45 mm	178 mm	170 gr	5,99 oz
ZL-200	50 mm	174 mm	200 gr	7,07 oz
ZL-230	50 mm	174 mm	230 gr	8,14 oz