

## BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖR



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ZEOSS Buhar biyolojik göstergeleri, Buhar sterilizasyon sürecini kontrol etmek için geliştirilmiştir. Biyolojik indikatör, plastik bir tüp içindeki filtre kağıdına gömülü bakteri sporları içerir. Özel olarak formüle edilmiş kültür ortamı, kapalı bir cam ampul içinde bulunur. Sporlar çimlendiğinde tüpte sıvı rengi değişir. ZEOSS Buhar göstergeleri 55±2 °C'de 24 saatte sonuç verir.

KOD	ORGANİZMA	PERIOD	SÜREÇ	KUTU	INCUBATOR
ZB 20	Geobacillus Stearothermophilus	EO	48 saat	100 adet	ZDL-100