

## BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çok Parametrelili göstergeler, iki veya daha fazla kritik parametre için tasarlanmıştır.
- Sterilizasyon sırasında mazereti ve seçilen diğer kritik parametreleri belirtir.
- Buharlı Sterilizasyon işleminde sıcaklık, süre ve doymuş buhar kontrolü için tasarlanmıştır. Laminasyon kaplaması sayesinde olası mürekkep transferini engeller. İndikatörün kademeli renk değişimi sayesinde işlemin bahanesi hakkında yorum yapma imkânı sağlar. Referans renk olan siyaha, buhar sterilizasyonunun tüm kritik parametreleri karşılandığında ulaşılır. Renk değişimi en az altı ay sabit kalır. İç ve dış gözlem için tasarlanmıştır.
- Ağır metal içermez ve toksik değildir. 250 şerit/kutu şeklinde pazarlanmaktadır.
- ISO 11140 ve EN 867-4 Standartlarına uygundur.

KOD	ÜRÜN ADI	KUTU
ZEO-02	BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR	250 Adet