

EO BUHAR OTOKLAN BANTLARI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ZEISS Etilen Oksit ve Buhar Otoklav Sterilizasyon Bandı, belirli bir gaza maruz kalınıp kalınmadığını göstermek için sterilizasyon işlemlerinde kullanılan yapışkan bir banttir. ZEISS Sterilizasyon Bandı Type 1 indikatöre sahiptir.

ZEISS Etilen Oksit Sterilizasyon Bantları belirli sterilizasyon koşullarına maruz kaldığında renk değiştirerek çalışmaktadır. Paketleme malzemelerini kapatmak için güvenli bir çözümdür.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ürün Ölçüsü
ZEISS EOT1950	ZEISS Etilen Oksit Sterilizasyon Bandı	19mm x 50m
ZEISS STEAM 1950	ZEISS Buhar Sterilizasyon Bandı	19mm x 50m