

ETHİLEN OKSİT BİYOLOJİK İNDİKATÖR



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ZEOSS Etilen Oksit biyolojik indikatörleri, Etilen Oksit sterilizasyon sürecini kontrol etmek için geliştirilmiştir. Biyolojik indikatör, plastik bir tüp içindeki filtre kağıdına gömülü bakteri sporları içerir. Özel olarak formüle edilmiş kültür ortamı, kapalı bir cam ampul içinde bulunur. Sporlar çimlendiğinde tüpte sıvı rengi değişir. ZEOSS Etilen Oksit biyolojik indikatörleri 37±2 °C'de 48 saatte sonuç verir.

CODE	ORGANISM	PERIOD	RESULT	PACKAGE	INCUBATOR
ZB10	Bacillus atrophaeus	EO	48 hours	100 adet	ZDL-100