

**ETİLEN OKSİT KORUYUCU KARTUŞ SAKLAMASI
KONTEYNER**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Etilen oksit kartuşları ve ampulleri korur. Her kapta 49 yuva deliği vardır. Konteyner özel kilit sistemine sahiptir ve kullanılmadığı zamanlarda kilitli tutulmalıdır. 1. Sınıf 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olup iki yanında taşıma kulpları mevcuttur.

Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
270 mm	502 mm	210 mm