

## HİDROJEN PEROKSİT İNDİKATÖR



### HİDROJEN PEROKSİT KİMYASAL İNDİKATÖRLER

- Çok Parametrelili indikatörler kritik parametrelerden iki ya da daha fazlası için dizayn edilmiştir.
- Sterilizasyon süresince mazuriyeti ve diğer seçilen kritik parametreleri belirtir.
- Buhar Sterilizasyon işleminde ısı, zaman ve doymuş buhar kontrolü için dizayn edilmiştir. Laminasyon kaplaması sayesinde olası mürekkep transferini önlemektedir. İndikatörün aşamalı renk değişimi sayesinde işlemin mazuriyeti hakkında yorum yapabilme imkânı sunar. Referans renk olan siyaha buhar sterilizasyonunun tüm kritik parametreleri oluştuğunda ulaşılır. Renk değişimi en az altı ay stabilizesini korur. İçeriden ve dışarıdan gözlem için dizayn edilmiştir.
- Ağır metaller içermez ve toksik değildir. 250 strip/kutu şeklinde piyasa sunulmaktadır.
- ISO 11140 ve EN 867-4 Standartlarına uygundur.

KOD	ÜRÜN ADI	KUTU
ZEO-03	HİDROJEN PEROKSİT İNDİKATÖR	250 Adet