

KAPATMA MAKİNASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Kod: ZEO 11

- Cihaz otomatik olarak kapatma işlemini yapar.
- Ameliyathane ortamına çalışmaya uygun olarak dış ve iç yüzeyi tamamen paslanmaz çeliktir.
- Opsiyonel olarak çıkartılabilen konveyörü ile kapatma işlemi sırasında paketleri tutmanıza gerek kalmaz.
- Kapatma hızı üzerindeki pot ile 0-12 m/s aralığında sonsuz ayarlanabilmektedir.
- Kapatma genişliği 12 mm olup sterilizasyon rulolarındaki tipte bariyerli, çok kuvvetli yapıştırma yapmaktadır.
- Döner tekerlekli sistemi ile her boy ruloyu kapatabilmektedir.