


## STERİLİZASYON RULOLARI



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ZEISS tıbbi paketlenme, tıbbi cihazlar, farmasötik çözümler ve diğer sağlık ürünleri için güvenli ve güvenilir steril bariyer sistemleri sağlar.

#### Ürün Özellikleri

- Medikal Kâğıt maksimum güvenlik sağlar.
- Mürekkep pigmentinin ürüne geçmesini önlemek için tüm baskılar paketlenme alanının dışında bulunur.
- Açma sırasında yırtılmayı önlemek için ekstra güçlendirilmiş katmanlı film.
- 60 gsm veya 70 gsm medikal kraft kâğıt ile üstün bariyer.
- ISO 11140'a uygun buhar ve EO gazı için toksik olmayan doğru proses göstergeleri.
- Talep üzerine formaldehit (FO) ve Hidrojen peroksit (plazma) Göstergesi mevcuttur.
- Güçlü sızdırmazlık gücü, görünür sızdırmazlık hatları.
- Temiz lifsiz açıklık.
- Açılma yönü işaretlenmiştir.
- EN 868-5'e uygunluk.

Ürün Kodu	Ürün ismi	Boyut	Koli Adedi
MDR050200	ZEISS Sterilizasyon Rulosu	50mmx200m	16
MDR075200	ZEISS Sterilizasyon Rulosu	75mmx200m	16
MDR100200	ZEISS Sterilizasyon Rulosu	100mmx200m	8
MDR150200	ZEISS Sterilizasyon Rulosu	150mmx200m	4
MDR200200	ZEISS Sterilizasyon Rulosu	200mmx200m	4
MDR250200	ZEISS Sterilizasyon Rulosu	250mmx200m	2
MDR300200	ZEISS Sterilizasyon Rulosu	300mmx200m	2
MDR350200	ZEISS Sterilizasyon Rulosu	350mmx200m	2
MDR400200	ZEISS Sterilizasyon Rulosu	400mmx200m	2