

ZEISS BRIGHT OTOKLAV TEMİZLİK ÜRÜNÜ



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu: ZEO-BRI

- Sterilizasyon cihazlarında oluşabilecek kalıntı, su, nem tortularını arındırmak, temizlemek ve gidermek için özel olarak dizayn edilmiş bir üründür.
- Zeoss Bright özel asidik tuzlar ve ilave temizlik malzemelerinin bir araya getirilmesi ile hazırlanmış kombinasyon bir üründür.
- Ürün nem ve diğer olumsuz ortamlardan etkilenmemesi için alüminyum folye içerisinde bulunmaktadır. Bir kutu 10 adetten oluşmaktadır.
- Ürün uygulaması kullanım talimatlarına göre yapılmalıdır.